


GLUE
incollo
with glue



COLLEZIONE GLUE

Realizzata in due versioni ad incollo, come da istruzioni qui a fianco per chi non vuole forare le pareti, facile da installare. Tutti lo possono fare, con la possibilità di rimuovere l'accessorio anche dopo tanto tempo senza danneggiare le piastrelle e lo stesso accessorio. Realizziamo anche la versione con fissaggio a tasselli tradizionale da (pag 16) di questo catalogo. Nelle due versioni sono previsti i Complementi in ceramica bianca rotondi e quadrati. Le parti metalliche sono in ottone ed alluminio nella versione cromato lucido, sono disponibili anche Piantane in 22 versioni diverse.

GLUE COLLECTION

Two versions available: gluing accessories (as per instructions sideways), suitable for those people who do not want to perforate the wall. They are easy to glue on the wall, everybody can do it by themselves. The accessories can be removed after a long time without damaging either the tiles or the accessory itself. Fixing accessories, we also produce a version with traditional fixing plugs (from page 16 of this Catalogue). Both versions include round-shaped and square-shaped complements made of White Ceramic. The metal parts are made of Polished Chromium-plated Brass or Aluminium. Stands are also available in 22 different items.

COLLECTION GLUE

Réalisée en deux versions: à coller, selon le mode d'emploi de côté, pour ceux qui ne veulent pas percer les murs, facile à installer pour tous. On peut enlever l'accessoire longtemps après sans endommager les carreaux ou l'accessoire. Nous réalisons aussi la version avec chevilles de fixation traditionnel, de la page 16 de ce Catalogue. Les deux versions comprennent les compléments en Céramique Blanche de forme Rondes et Carrée. Les pièces métalliques sont en cuivre et aluminium chromés luisants. Les colonnes sont aussi disponible en 22 versions différents.









KOLLEKTION GLUE

Kollektion Glue in zwei Klebeausführungen, laut den nebenstehenden Anweisungen. Die Teile sind von allen denjenigen, die keine Löcher in die Wände bohren wollen, einfach zu installieren. Das Zubehörteil kann auch nach längerer Zeit, ohne die Fliesen oder das Teil selbst zu beschädigen, entfernt werden. Wir liefern ebenfalls ein Modell mit traditioneller Dübelbefestigung, ab Seite 16 dieses Katalogs. In den beiden Ausführungen sind runde und viereckige Ergänzungen aus weißer Keramik vorgesehen. Die Metallteile sind in den Ausführungen verchromt/glänzend aus Messing und Aluminium. Es sind ebenfalls Ständer in 22 verschiedenen Ausführungen lieferbar.

COLECCIÓN GLUE

Realizada en dos versiones: para pegar, según las instrucciones al lado, para quienes no quieren perforar las paredes, de fácil instalación para todos, después de mucho tiempo los accesorios se pueden quitar sin estropear ni los azulejos ni el accesorio en sí. Realizamos también la versión tradicional con tacos para fijar el accesorio a la pared, desde la página 16 de este Catálogo. Ambas versiones incluyen los Complementos en Cerámica Blanca Redondos y Cuadrados. Las partes metálicas son de Latón y Aluminio Cromados Brillantes. También están disponibles los elementos de pies en 22 versiones diferentes.

ISTRUZIONI

	<p>1</p> <p>Togliere la pellicola del biadesivo dalle squadrette.</p> <p>Peel off the thin-film of the bioadhesive from the support brackets.</p>
	<p>2</p> <p>Applicare le squadrette al supporto e mettere il collante come in figura (nel p.salvietta si utilizza una squadretta ogni supporto nella parte superiore)</p> <p>Fix the brackets to the wall support and put the glue on it as per picture (for towel racks use one bracket for every wall support and fix the bracket on the upper part of the wall support)</p>
	<p>3</p> <p>Pulire accuratamente le piastrelle con alcool dove si applica l'accessorio.</p> <p>Clean the tiles carefully by using alcohol where the accessory is going to be fixed.</p>
	<p>4</p> <p>Posizionare l'accessorio e premere fino a che il collante esce dai bordi e premere le squadrette col biadesivo.</p> <p>Set the item to the tile and press until the glue comes out of the sides. Press the support brackets with bioadhesive too.</p>
	<p>5</p> <p>Togliere la ceramica e non utilizzare per 24 ore.</p> <p>Do not insert any piece of ceramic in the wall support for 24 hours.</p>
	<p>6</p> <p>Togliere le squadrette, il biadesivo e il collante fuoriuscito con una spatolina o simile.</p> <p>Remove the support brackets, the bioadhesive and the coming out glue by using a spatula or the like.</p>
	<p>7</p> <p>Mettere le ceramiche sulle proprie sedi.</p> <p>Insert every ceramic piece in its own place.</p>
	<p>8</p> <p>Se si desidera staccare il supporto utilizzare una spatolina.</p> <p>If you want to remove the support from the wall use a spatula.</p>

COLLEZIONE GLUE



Realizzata in due versioni ad incollo, come da istruzioni qui a fianco per chi non vuole forare le pareti, facile da installare. Tutti lo possono fare, con la possibilità di rimuovere l'accessorio anche dopo tanto tempo senza danneggiare le piastrelle e lo stesso accessorio. Realizziamo anche la versione con fissaggio a tasselli tradizionale. Nelle due versioni sono previsti i Complementi in ceramica bianca rotondi e quadrati. Le parti metalliche sono in ottone ed alluminio nella versione cromato lucido, sono disponibili anche Piantane in 22 versioni diverse.

GLUE COLLECTION




Two versions available: gluing accessories (as per instructions sideways), suitable for those people who do not want to perforate the wall. They are easy to glue on the tile, everybody can do it by themselves.

The accessories can be removed after a long time without damaging either the tiles or the accessory itself. Fixing accessories, we also produce a version with traditional fixing plugs. Both versions includes round-shaped and square-shaped complements made of White Ceramic. The metal parts are made of Polished Chromium-plated Brass or Aluminium.

Stands are also available in 22 different items



GLUE
incollo
with glue





GLUE
incollo
with glue

1. L 305 DQ
dispenser in ceramica
ceramic soap dispenser


2. L 306 Q
portabicchiere in ceramica
ceramic glass holder

3. L 305 Q
portasapone in ceramica
ceramic soap holder



1. L 309 Q
portascopino in ceramica d'appoggio
floor ceramic toilet brush set


2. L 307 Q
portascopino in ceramica a parete
ceramic toilet brush set



GLUE
incollo
with glue





GLUE
incollo
with glue



1. L 306
portabicchiere in ceramica
ceramic glass holder



2. L 305
portasapone in ceramica
ceramic soap holder

3. L 305 D
dispenser in ceramica
ceramic soap dispenser



1. L 309
portascopino in ceramica a pavimento
floor ceramic toilet brush set

2. L 307
portascopino in ceramica a parete
ceramic toilet brush set



GLUE
incollo
with glue



1



2



3



4



5



6

1. L 301
portasalviette cm 36
towel rail 36 cm

2. L 302
portasalviette cm 51
towel rail 51 cm

3. L 302L
portasalviette cm 66
towel rail 66 cm

4. L 308S
portarotolo
paper holder

5. L 312
portasalviette snodato
towel rack articulated

6. L 313
appendiabito
robe hook

GLUE
incollo
with glue

